



Indikation

Das atec - Bleach office ist ein komplettes **Patienten Zahnaufhellungssystem** für mehrmalige und einfache Anwendung in der Zahnarztpraxis.

Es besteht aus dem Bleichgel und Aktivator in einer selbstanmischenden Doppelspritze, dem lichthärtendem Gingiva Protector und dem After- Bleaching Care.

atec - Bleach office ist indiziert für:

- die ästhetische Zahnaufhellung vitaler Zähne
- die ästhetische Zahnaufhellung devitaler Zähne
- die Aufhellung krankhaft verfärbter Zähne
- die Behandlung von arzneimittelbedingten Zahnverfärbungen.

Besondere Eigenschaften

Kostengünstiges Patienten-Set:

Das komplette Patienten-Zahnaufhellungssystem besteht aus 3 Komponenten in einem Set und ist für 1-2 Patientenersorgungen anwendbar.

Neutraler pH-Wert (7,3):

Der pH-Wert des atec - Bleach office bleibt trotz seiner Hochwirksamkeit neutral, so dass die Zahnschmelze nicht angegriffen wird und dadurch keine schädlichen Folgen entstehen können.

Hochwirksam (35% H₂O₂):

Durch 35% Wasserstoffperoxid erreicht das Bleaching eine hohe und dauerhafte Wirksamkeit.

Handliche und ökonomische Applikation:

Die anwenderfreundliche 5g Automix-Spritze mit 3 x Mischkanülen erspart das Anmischen des Bleachings und gewährleistet eine homogene Qualität und die Wiederverwendbarkeit des Produktes.

Zeitsparend:

Der atec - Gingiva Protector ersetzt das Anbringen eines Kofferdams oder das Anfertigen einer individuellen Schiene.

Patientenfreundlich:

Das atec - After-Bleaching Care mit Kaliumnitrat, Natriumfluorid und Xylitol lindert eventuelle Sensibilisierungen und sorgt für die Remineralisierung der Zähne mit einem sehr angenehmen Pfefferminzgeschmack.

Anwendung

1. Die Zähne werden zuerst mittels Air-flow oder einer Reinigungspaste gesäubert und die gewünschte Zahnfarbe wird bestimmt.

2. Anschließend werden die Lippen vaselinisiert und der Wangen-/Zungenabhalter eingesetzt.

3. Nun wird die Gingiva getrocknet und der atec - Gingiva Protector entlang des Anwendungsgebietes ca. 4-6 mm breit und 2 mm dick aufgetragen und 20-40 Sekunden polymerisiert.

4. Es folgt die Applikation des atec - Bleach office aus der Automix-Spritze. Das atec - Bleach office wird auf die labialen Zahnflächen mit einer Schichtdicke von 1-2 mm aufgetragen. Die Spitze der Mischkanülen eignet sich gut zum gleichmäßigen Verstreichen des Gels. Zur Verstärkung der Wirkung kann ein handelsübliches Plasma-Lichtgerät verwendet werden.

5. Nach 10-minütiger Einwirkzeit wird das atec - Bleach office Gel abgesaugt und die Zähne abgespült.

6. Bei Bedarf kann der Bleichvorgang bis zu zweimal wiederholt werden.

7. Nach beendetem Bleichvorgang wird der atec - Gingiva Protector entfernt. Dazu wird das Material mit einem Instrument (z.B. einer Sonde) angehoben und abgezogen.

8. Zum Schluß wird das atec - After-Bleaching Care auf die behandelten Zähne aufgetragen. Die Einwirkzeit beträgt dabei 3 Minuten.

9. Nach der Behandlung sollte der Patient mindestens 30 Minuten weder essen noch trinken.